

**Vasetti bocca larga, vetro****LLG Labware**

Vasetti bocca larga, vetro. Vasetti svitabili, bocca larga. Perfetti per la conservazione di campioni. In vetro, chiaro. Senza tappo (da ordinare separatamente).



Code	Description	Packaging
LLG09070301	Vasetti bocca larga, vetro, 106 ml, filettatura 48 mm, h 78,0 mm	12 pz
LLG09070302	Vasetti bocca larga, vetro, 212 ml, filettatura 63 mm, h 80,5 mm	12 pz
LLG09070303	Vasetti bocca larga, vetro, 375 ml, filettatura 63 mm, h 120,5 mm	12 pz
LLG09070304	Vasetti bocca larga, vetro, 720 ml, filettatura 82 mm, h 148,0 mm	12 pz
LLG09070305	Vasetti bocca larga, vetro, 1062 ml, filettatura 82 mm, h 176,0 mm	12 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

