


**Coperchi per vasetti a bocca larga LLG****LLG Labware**

Coperchi per vasetti a bocca larga LLG. Tappi a vite svitabili per vasetti a bocca larga LLG.



| Code        | Description                                                                | Packaging |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09070306 | Coperchi per vasetti a bocca larga, Ø 48 mm, per vasetti da 106ml          | 12 pz     |
| LLG09070307 | Coperchi per vasetti a bocca larga, Ø 63 mm, per vasetti da 212ml e 375ml  | 12 pz     |
| LLG09070308 | Coperchi per vasetti a bocca larga, Ø 82 mm, per vasetti da 720ml e 1062ml | 12 pz     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

