

**Sessola in alluminio Easy Scoop****Bürkle**

Sessola in alluminio, con **speciale geometria dell'impugnatura**.

Quando si campionano prodotti sfusi con un peso specifico elevato, i misuratori tradizionali sottopongono il polso dell'utente a un forte stress. EasyScoop, con la sua impugnatura interna centrale, è progettato in modo ergonomico e garantisce un lavoro facile e sicuro.

Poiché EasyScoop è notevolmente più corto dei misuratori tradizionali, è **più facile prelevare campioni da contenitori stretti**.

- In alluminio leggero, anodizzato lucido;
- Autoclavabile a 121 °C;
- Colore: argento;
- Volume; 1500 mL;
- Lunghezza: 200 mm;
- Larghezza: 135 mm;
- Altezza: 90 mm.

90 mm

Geometria speciale dell'impugnatura



Code	Description	Packaging
LLG06242604	Sessola in alluminio Easy Scoop	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

