

**Sterilizzatore a vapore (autoclave), seire HV****HMC-EUROPE**

Sterilizzatore a vapore (autoclave), serie HV. Sterilizzazione semplicemente e ben eseguita. Sterilizzatrici a vapore verticali, a parete singola, dotate di una serratura di sicurezza di nuova concezione. Completamente automatiche, controllate da microprocessore. Programmabili. Parametri di programma preimpostati, più semplici da selezionare, programmabili, (temperatura, tempo, scarico) variabili. Programma di liquido secondo TRB 402 e EN61010-2 (sensore flex richiesto). AGAR ciclo di riscaldamento del programma. Programma notturno: è possibile caricare alla sera e al mattino successivo trovare il carico sterilizzato sterilizzati. Condensatore di vapore di serie. Montata su ruote. Nessun collegamento necessario con alimentazione acqua-/vapore o di smaltimento. Alimentazione: 230V, 50/60 Hz.

**Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?
Scopri come possiamo aiutarti**



Code	Description	Packaging
LLG06232481	Autoclave HV-L, 50 L, int.Ø300x710 h mm, est.510x1040x530mm, 105-135°C	1 pz
LLG06254337	Autoclave HV-L, 110 L, int.Ø420x795 h mm, est.660x1000x650mm, 105-123°C	1 pz
LLG07980025	Autoclave HV-L, 25 L, int.Ø240x550 h mm, est.480x950x460 mm, 105-126 °C	1 pz
LLG09842418	Autoclave HV-L, 85 L, int.Ø420x615 h mm, est. 660x1000x650mm, 105-128°C	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

