

**Bilance di precisione Entris II con vetrinetta antivento quadrata****Sartorius****Bilance di precisione Entris® II con vetrinetta antivento quadrata**

L'evoluzione della serie di bilance Entris®. L'ampio portafoglio offre il modello giusto per ogni attività di pesatura. Con molte funzioni utili per efficienza e precisione in laboratorio. Qualità "Made in Germany".

- I moderni sensori garantiscono tempi di stabilizzazione molto rapidi
- Funzione di calibrazione e regolazione interna automatica (isoCAL) per tutti i modelli "i"
- Piattaforma di pesatura in acciaio inossidabile
- Ottima leggibilità e operatività con display touch ibrido
- Rilevamento automatico degli accessori Sartorius collegati
- Trasferimento diretto dei dati a PC collegati con interfaccia USB-C e RS232, senza necessità di software aggiuntivo
- 12 applicazioni integrate con protocollo conforme GLP/GMP
- Facili da pulire, elevata resistenza chimica
- Interfaccia multilingue

Elevato spazio di pesata, facile accesso alla piattaforma di pesata attraverso porte laterali e porta scorrevole superiore. Vetrinetta antivento appositamente rivestita contro le cariche elettrostatiche.

Tutti i modelli sono disponibili anche in versione ufficialmente calibrata per UE/Francia.



La fornitura include: bilancia di precisione, alimentatore, copertina di protezione per display

Caratteristiche

- Leggibilità: 1 mg
- Riproducibilità:
- Linearità: ± 1 mg
- ± 0.6 mg
- Piatto di pesata: \varnothing 120 mm
- Altezza spazio di pesata: 240 mm
- Dimensioni (L x P x H): 219 x 317 x 345 mm
- Peso: 6.3 kg
- Alimentazione: 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz



**Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?
Scopri come possiamo aiutarti**

Code	Description	Packaging
LLG04669124	Bilance di precisione Entris® II con vetrinetta antivento quadrata, Tipo BCE223i-1S, Portata 220 g	1 pz
LLG04669133	Bilance Entris® II con vetrinetta antivento quadrata BCE323-1S, 320 g	1 pz
LLG04669136	Bilance di precisione Entris® II con vetrinetta antivento quadrata, Tipo BCE323i-1S, Portata 320 g	1 pz
LLG04669144	Bilance Entris® II con vetrinetta antivento quadrata BCE423i-1S, 420 g	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG04669164	Balance Entris® II con vetrinetta antivento quadrata, BCE623i-1S, 620 g	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

