

**Agitatore per micropiastre PMS-1000i****Grant**

Agitatore per micropiastre PMS-1000i. Scuotitore robusto ed affidabile per l'agitazione di 2 o 4 micropiastre. I supporti permettono il fissaggio semplice e veloce di ogni micropiastro standard da 96 o 384 pozzetti, in estrema sicurezza, sulla piattaforma di agitazione. - azionamento diretto- motore senza spazzole- regolazione e display RPM- velocità variabile: da 150 a 1200 rpm - orbita: 2 mm - possibilità di lavorare in modo continuo o temporizzato- timer integrale: da 1 min. a 24 ore- opzione standard per due micropiastre e - accessorio opzionale MPP-4 per 4 micropiastre- condizioni operative da +4°C ambiente a 40°C



Code	Description	Packaging
LLG09721026	Agitatore per micropiastre PMS-1000	1 pz
LLG09721074	Agitatore per micropiastre PMS-1000i	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

