

**Spettrofotometro Genova nano****Jenway**

Spettrofotometro Genova nano. Lo Spettrofotometro Genova nano misura piccoli volumi di campione, a partire da 0,5 µl, con un alto grado di accuratezza, riproducibilità e velocità. La capacità di misurare piccole quantità di campione, riduce la necessità di effettuare diluizioni, elimina l'uso della cuvetta e permette di conservare campioni preziosi. La pulizia è semplice e veloce: pulire la testina di lettura tramite un semplice panno in microfibra che rimuove ogni traccia del campione analizzato, consentendo di passare rapidamente alla lettura di un nuovo campione e quindi incrementando il rendimento del laboratorio.

3 Spettrofotometri in 1

Spettrofotometro Standard con tutte le funzioni del 7315. Effettua misure in modo fotometrico, concentrazione, multi-lunghezza d'onda, scansione spettri, quantitativa e cinetica.

Spettrofotometro Life Science con tutte le funzioni del Genova plus. Modi aggiuntivi per misurazione della purezza di acidi nucleici, test proteine, concentrazione acidi nucleici e densità ottica di colture cellulari in aggiunta alla flessibilità del Genova nano.

Spettrofotometro per Micro-volumi: rende più semplici, rapidi e non stressanti le misure di campioni con volume compreso tra 0,2 e 0,5 µl.

- Spettrofotometro per Micro-volumi, life-science e standard tutto in uno - Ideale per DNA, RNA e misurazione proteine - Volume di campione richiesto: solo 5 µl - Scansione impurezze sull'intero range di lunghezza d'onda, da 198 a 1000 nm - Rileva concentrazioni di DNA di soli 2 ng/µl - Facile e veloce da pulire - Risultati riproducibili, accurati e semplici da ottenere - Risultati e metodo salvabili in una chiavetta di memoria USB - 3 anni di garanzia, inclusa la lampada allo Xenon

Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato? Scopri come possiamo aiutarti



Code	Description	Packaging
LLG09775171	Spettrofotometro Genova nano	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

