



**Accessori per autoclavi serie HV**

**HMC-EUROPE**

Accessori per autoclavi serie HV.



| Code        | Description                                                               | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06232482 | Cesto in acciaio inox sterilizzato HV-50, (Øxh) 280x225 mm                | 1 pz      |
| LLG07980024 | Sensore di temperatura                                                    | 1 pz      |
| LLG07980027 | Cesto in acciaio inox sterilizzato HV-25, (Øxh) 225x250 mm                | 1 pz      |
| LLG09842427 | Stampante integrata                                                       | 1 pz      |
| LLG09842428 | Aria di raffreddamento                                                    | 1 pz      |
| LLG09842429 | Filtrazione aria esausta                                                  | 1 pz      |
| LLG09842430 | Cesto in acciaio inox sterilizzato, con coperchio HV-25, (Øxh) 225x250 mm | 1 pz      |
| LLG09842431 | Cesto in acciaio inox sterilizzato per HV-25, (Øxh) 210x255 mm            | 1 pz      |
| LLG09842432 | Cesto in acciaio inox sterilizzato, con coperchio HV-50, (Øxh) 280x225 mm | 1 pz      |
| LLG09842433 | Cesto in acciaio inox sterilizzato per HV-50, (Øxh) 270x220 mm            | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

