



Accessori per autoclavi serie HV

HMC-EUROPE

Accessori per autoclavi serie HV.



Code	Description	Packaging
LLG06232482	Cesto in acciaio inox sterilizzato HV-50, (Øxh) 280x225 mm	1 pz
LLG07980024	Sensore di temperatura	1 pz
LLG07980027	Cesto in acciaio inox sterilizzato HV-25, (Øxh) 225x250 mm	1 pz
LLG09842427	Stampante integrata	1 pz
LLG09842428	Aria di raffreddamento	1 pz
LLG09842429	Filtrazione aria esausta	1 pz
LLG09842430	Cesto in acciaio inox sterilizzato, con coperchio HV-25, (Øxh) 225x250 mm	1 pz
LLG09842431	Cesto in acciaio inox sterilizzato per HV-25, (Øxh) 210x255 mm	1 pz
LLG09842432	Cesto in acciaio inox sterilizzato, con coperchio HV-50, (Øxh) 280x225 mm	1 pz
LLG09842433	Cesto in acciaio inox sterilizzato per HV-50, (Øxh) 270x220 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

