


**Elevatore da laboratorio LABLIFT m****IKA**

Elevatore da laboratorio LABLIFT m. I tavolini elevatori IKA® sono adatti per sollevare e sorreggere piccoli dispositivi o contenitori da laboratorio. Il peso massimo raggiungibile è di 7 kg (max. carico dinamico) ed il peso massimo sopportabile è fino a 25 kg (max. carico statico). L'altezza di lavoro può essere estesa da 70 a 300mm. Le molle ausiliarie consentono all'utilizzatore di raggiungere facilmente carichi elevati, specialmente dalle posizioni più basse. La vite manuale assicura un'operazione liscia e confortevole. Il cuscinetto auto-lubrificante riduce in modo significativo gli attriti.



Code	Description	Packaging
LLG09720419	Elevatore LABLIFT, dim. 200x310x h min./max 70 mm/300 mm, portata 25 kg	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

