

**Autoclavi da laboratorio linea-D****Esco**

Autoclavi da laboratorio linea-D. La nuova linea-D di Tuttnauer rappresenta uno stadio successivo dei ben noti modelli EL e ELV della linea-B. Le caratteristiche della linea-D di autoclavi da laboratorio sono specificatamente studiate per le più comuni applicazioni in laboratorio e possono essere utilizzate per sterilizzazione di liquidi, strumenti, vetreria, scarti e per la preparazione di terreni nutrienti.

Caratteristiche:

- EL = carico orizzontale;
- ELV = carico verticale;
- Tiene in memoria gli ultimi 200 cicli;
- Opzione: seconda sonda flessibile Pt 100;
- 30 codici identificativi e password per controllo livello di accesso;
- Il controller e il software soddisfano lo standard 21 CFR parte 11;
- Notifica sostituzione filtro basata sul numero di cicli;
- Archivio dati tramite interfaccia USB;
- Doppio controllo del tempo di sterilizzazione;
- Test In/Out (consente al tecnico di controllare separatamente ogni componente del sistema);
- Range temperatura di sterilizzazione fino a 110°C a 136°C;
- Range opzionale temperatura disinfezione/isotermica da 60°C a 105°C;
- Registrazione indipendente opzionale per controllo incrociato dei cicli di misura;
- Controllo software F0.

**Opzioni disponibili:**

- Tecnologia raffreddamento rapido del liquido;
- Tecnologia raffreddamento rapido e ventilatore per ridurre ulteriormente il tempo di raffreddamento;
- Pompa da vuoto per evacuare l'aria residua;
- Filtrazione aria di scarico;
- Dispositivo di sollevamento per alzare/abbassare pesanti merci da sterilizzare;
- Stampante per documentare i cicli eseguiti (da ordinare separatamente);
- Software ADMC che consente il completo controllo e monitoraggio dell'autoclave;
- Altre a richiesta.

Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato? Scopri come possiamo aiutarti



Code	Description	Packaging
LLG09842805	Autoclave 3850 EL-D, camera Ø380x490 h mm, 72 L dim. 720x750x530 mm	1 pz
LLG09842807	Autoclave 3870 EL-D, camera Ø380x690 h mm, 94 L, dim. 720x940x540 mm	1 pz
LLG09842810	Autoclave 5075 EL-D, camera Ø500x750 h mm, 160 L, dim. 855x1120x805 mm	1 pz
LLG09842816	Autoclave 3850 ELV-D, camera Ø380x490 h mm, 72 L, dim. 730x550x850 mm	1 pz
LLG09842818	Autoclave 3870 ELV-D, camera Ø380x690 h mm, 94 L, dim. 730x550x1000 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

