

**Guanti resistenti alle sostanze chimiche uvex profastrong NF34****Uvex**

Questo guanto di protezione chimica Uvex, in cotone, offre un'eccellente resistenza all'abrasione e una presa affidabile in ambienti umidi e bagnati.

Fornisce una forte protezione contro oli, grassi, acidi e alcali, mantenendo al contempo un'elevata tattilità e una perfetta sensibilità nelle attività di precisione.

- Buona resistenza all'abrasione meccanica per una maggiore durata;
- Presa affidabile in ambienti di lavoro bagnati;
- Estremamente flessibile per facilitare i movimenti;
- La buona vestibilità garantisce il comfort dell'utente.



Code	Description	Packaging
LLG04723263	Guanti resistenti alle sostanze chimiche uvex profastrong NF34, taglia 8, in cotone floccato, colore verde, veduti al paio	1 pz
LLG04723265	Guanti resistenti alle sostanze chimiche uvex profastrong NF34, taglia 10, in cotone floccato, colore verde, veduti al paio	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

