



Timer termico Thermo-Timer, per il controllo di tempo e temperatura

TFA Dostmann

Il timer termico è in grado di attivare apparecchi fino a 3600 Watt in base alla temperatura, all'ora o a una combinazione di temperatura e ora. La sonda a cavo impermeabile consente di misurare la temperatura in ambienti distanti e all'interno di liquidi.

- Per l'accensione controllata di dispositivi in base al tempo e/o alla temperatura;
- Modalità timer (tre possibili coppie di tempi di accensione/spegnimento);
- Modalità termostato (accensione automatica quando la temperatura scende al di sotto di un determinato valore);
- Modalità termostato-timer (combinazione);
- Potenza di commutazione fino a 3600 Watt (16 A a 230 V);

La fornitura include: Thermo-Timer, batteria, istruzioni per l'uso

- Range di misura: 0...+40 °C;
- Lunghezza cavo circa: 100 cm;
- Batterie incluse: 1 x 1,5 V AAA;
- Dimensioni (L x P x H): 67 x 77 x 130 mm.



Code	Description	Packaging
LLG06328856	Timer termico, per il controllo di tempo e temperatura	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

