



## Timer termico Thermo-Timer, per il controllo di tempo e temperatura

TFA Dostmann

Il timer termico è in grado di attivare apparecchi fino a 3600 Watt in base alla temperatura, all'ora o a una combinazione di temperatura e ora. La sonda a cavo impermeabile consente di misurare la temperatura in ambienti distanti e all'interno di liquidi.

- Per l'accensione controllata di dispositivi in base al tempo e/o alla temperatura;
- Modalità timer (tre possibili coppie di tempi di accensione/spegnimento);
- Modalità termostato (accensione automatica quando la temperatura scende al di sotto di un determinato valore);

- Modalità termostato-timer (combinazione);
- Potenza di commutazione fino a 3600 Watt (16 A a 230 V);

**La fornitura include:** Thermo-Timer, batteria, istruzioni per l'uso

- Range di misura: 0...+40 °C;
- Lunghezza cavo circa: 100 cm;
- Batterie incluse: 1 x 1,5 V AAA;
- Dimensioni (L x P x H): 67 x 77 x 130 mm.



| Code        | Description                                            | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06328856 | Timer termico, per il controllo di tempo e temperatura | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

