

**Mini Termometro TDC 110****EBRO**

Mini Termometro TDC 110.

- Sonda: acciaio inossidabile, diam. 4mm, lunghezza 120mm
- Sonda fissa, a punta
- Robusto e resistente agli urti
- Batteria sostituibile
- Selezionabili °C / F
- Disattivazione automatica dopo circa 10 min
- Con protezione ago e batteria di ricambio.

Caratteristiche

Range di misura: da -50 a +150°C

Accuratezza (± 1 digit): $\pm 1^\circ\text{C}$ (-10°C a -120°C) $\pm 2^\circ\text{C}$ per il rimanente range di misura

Leggibilità: $0,1^\circ\text{C}$

Range operativo: da 0 a +50°C

Batterie: 1.5V, G 10-A

Dimensioni: 50 x 40 mm

Peso: circa 13g



Code	Description	Packaging
LLG06237979	Mini-Termometro TDC 110	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

