

**Bagno ad ultrasuoni RK 100 H 115 V, 3 litri****Bandelin**

Bagno a ultrasuoni RK 100 H 115 V, 3 litri, dim. esterne 260 x 160 x 250 mm, dim. interne 240 x 140 x 100 mm, potenza ultrasuoni: picco/nominale 320/80 W, potenza riscaldante 140 W.

- Semplice operatività;
- SweepTec per l'omogeneità del campo sonoro;
- Classe di protezione IP 32.

Pulizia agli ultrasuoni ad alte prestazioni, con riscaldamento per l'impiego in laboratorio. Particolarmente robusto.

I bagni a ultrasuoni SONOREX agiscono mediante la formazione di bolle di cavitazione, raggiungendo anche angoli poco accessibili degli oggetti da pulire.

Il controllo intuitivo mediante manopola permette di impostare il tempo di pulizia e la temperatura del bagno.

Funzione automatica SweepTec che previene la formazione di onde stazionarie nel campo ultrasonico garantendo una pulizia particolarmente uniforme.

Al fine di ottenere risultati ottimali si raccomanda di utilizzare gli appositi cestelli, coperchi e concentrati per pulizia e disinfezione disponibili come optional.



Code	Description	Packaging
LLG04720016	Bagno ad ultrasuoni RK 100 H 115 V, 3 litri, dim. esterne 260 x 160 x 250 mm, dim. Interne 240 x 140 x 100 mm, potenza ultrasuoni: picco/nominale 320/80 W, potenza riscaldante 140 W	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

