

**Essiccatore portatile DURAPorter, PC****Heathrow Scientific**

Essiccatori portatili DURAPorter®, PC. Ideali per il trasporto di campioni biologici e clinici, oltre che di strumenti e prodotti che si desidera mantenere puliti ed asciutti durante i test a condizioni ambientali. Sono leggeri e facili da trasportare; sono ideali per muovere campioni che devono essere protetti da umidità, polvere e altri fattori ambientali. La trasparenza del contenitore DURAPorter® permette all'utilizzatore di controllare visivamente l'integrità del campione, in modo da aprire il box impiegando le giuste precauzioni. Costruzione in policarbonato, disponibile in tre colori per semplice identificazione dell'uso e dell'utilizzatore. Il silicone a tenuta stagna e i tre ganci del coperchio garantiscono una chiusura sicura. La maniglia di trasporto si ripiega ordinatamente nel corpo della scatola, consentendo la sovrapposizione di più scatole. Coperchio che si apre a 180°, permettendo l'accesso totale al contenuto e rendendo più facile la pulizia. Alloggiano provette da 13 e 16 mm in un one rack® a 72 posti, o in rack similari di altre marche. Utilizzare i separatori forniti per creare le proprie misure dei compartimenti, oppure utilizzarlo vuoto per il trasporto di prodotti più grandi. Autoclavabili. Dimensioni (L x P x H): 380x160x196 mm. Rack adatti (es. Cod. LLG09193997, LLG09193998) da ordinare separatamente. Altri colori disponibili a richiesta.



Code	Description	Packaging
LLG09194005	Box di sicurezza DuraPorter, chiaro con maniglie blu	1 pz
LLG09194006	Box di sicurezza DuraPorter, giallo con maniglie gialle	1 pz
LLG09194007	Box di sicurezza DuraPorter, rossa con maniglie rosse	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

