

**Portaprovette grigliati, in acciaio con rivestimento epossidico****Heathrow Scientific**

Portaprovette grigliati, in acciaio con rivestimento epossidico. Portaprovette chimicamente resistenti per trasporto o manipolazione di campioni.

Tipo A: adatto per provette basse con diametro fino a 25 o 33 mm. Supporto inferiore a maglie.

Tipo B: sostiene provette da 15 ml con tappo e diametro fino a 20 mm con formato 3 x 5, oppure provette da 50 ml con tappo e diametro fino a 30mm con formato 2 x 4. Fondo con scanalature.

Tipo C: sostiene bottiglie da 250 ml con diametro fino a 60mm. Fondo con scanalature.



| Code        | Description                                                                 | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06239754 | Portaprovette, tipo B, posti 2x4, per provette Ø 30 mm, dim. 147x80x89 h mm | 1 pz      |
| LLG06243203 | Portaprovette, tipo B, posti 3x5, per provette Ø 20 mm, dim. 127x76x76 h mm | 1 pz      |
| LLG09194021 | Portaprovette, tipo A, posti 2x6, per provette Ø 25 mm, dim. 164x64x32 h mm | 1 pz      |
| LLG09194022 | Portaprovette, tipo A, posti 5x10, per provette Ø25 mm, dim.271x145x32 h mm | 1 pz      |
| LLG09194023 | Portaprovette, tipo A, posti 2x6, per provette Ø 33 mm, dim. 212x80x60 h mm | 1 pz      |
| LLG09194024 | Portaprovette, tipo A, posti 5x10, per provette Ø33 mm, dim.355x189x60 h mm | 1 pz      |
| LLG09194025 | Portaprovette, tipo C, posti 2x3, per provette Ø60 mm, dim.205x135x104 h mm | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

