

**Circolatori refrigerati Corio CP****JULABO**

I termostati ad immersione da laboratorio CORIO CP hanno capacità di pompaggio ampliata ed elevato intervallo di temperatura di lavoro fino a + 200 °C. Possibilità di controllare la temperatura delle applicazioni esterne in concomitanza con un set pompa opzionale.

Caratteristiche

- Controllo temperatura preciso
- Per applicazione interne ed esterne (accessorio necessario)
- Per vasche con volume fino 50 litri
- Profondità immersione: 7.5 ... 16.5 cm
- Display luminoso, chiaro e visibile anche a distanza
- Particolarmente silenzioso
- Controllo semplificato
- Conversione semplificata (circolazione interna ed esterna)
- sterke pomp, traploos instelbaar
- Porta USB
- Porta RS232
- Sistema di pre-allarme per basso livello liquido
- Classe III (FL) conforme DIN 12876-1

Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato? Scopri come possiamo aiutarti



Code	Description	Packaging
LLG04670680	Ciclatore CP-200F, 4 L, bagno 130x150/150mm, -20/200°C, est.230x390x650mm	1 pz
LLG04670681	Ciclatore CP-201F, 4 L, bagno 130x150/150mm, -20/200°C, est.440x410x440mm	1 pz
LLG04670683	Ciclatore CP-300F, 4 L, bagno 130x150/150mm, -30/200°C, est.240x420x660mm	1 pz
LLG04670684	Ciclatore CP-600F, 7,5L, bagno 220x150/150mm, -35/200°C, est.330x470x690mm	1 pz
LLG04670685	Ciclatore CP-601F, 10 L, bagno 220x150/200mm, -35/200°C, est.360x460x740mm	1 pz
LLG04685630	Circolatori refrigerati CORIO™ CP, Tipo CP-310F , Volume 3 ... 4 litri, Dim. esterne (L x P x H) 230 x 400 x 650 mm, Apertura / profondità bagno 130 x 150 mm, Profondità del bagno 150 mm, Range Temp. - 30 ... 200 °C	1 pz
LLG04685632	Circolatori refrigerati CORIO™ CP, Tipo CP-450F , Volume 3 ... 4 litri, Dim. esterne (L x P x H) 230 x 400 x 650 mm, Apertura / profondità bagno 130 x 150 mm, Profondità del bagno 150 mm, Range Temp. - 30 ... 200 °C	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

