



Giare di macinazione per mulino CryoMill

Retsch

Giare di macinazione per mulino CryoMill.



Code	Description	Packaging
LLG09739287	Giare macinazione x MM 400 in acciaio temprato, da usare c/adattatore, 5ml	1 pz
LLG09739609	Giare di macinazione per CryoMill, in acciaio inox, 10 ml	1 pz
LLG09739610	Giare di macinazione per CryoMill, in Ossido di zirconio , Capacità 25 ml	1 pz
LLG09739611	Giare di macinazione per CryoMill, in Acciaio inossidabile , Capacità 25 ml	1 pz
LLG09739612	Giare di macinazione per CryoMill, in Acciaio inossidabile , Capacità 35 ml	1 pz
LLG09739613	Giare di macinazione per CryoMill, in Acciaio inossidabile , Capacità 50 ml	1 pz
LLG09739614	Giare di macinazione per CryoMill, in Acciaio temprato , Capacità 25 ml	1 pz
LLG09739615	Giare di macinazione per CryoMill, in Acciaio temprato , Capacità 35 ml	1 pz
LLG09739616	Giare di macinazione per CryoMill, in Acciaio temprato , Capacità 50 ml	1 pz
LLG09739617	Giare di macinazione per CryoMill, in PTFE , Capacità 25 ml	1 pz