



**Giare di macinazione per mulino CryoMill**

**Retsch**

Giare di macinazione per mulino CryoMill.



| Code        | Description                                                                 | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09739287 | Giare macinazione x MM 400 in acciaio temprato, da usare c/adattatore, 5ml  | 1 pz      |
| LLG09739609 | Giare di macinazione per CryoMill, in acciaio inox, 10 ml                   | 1 pz      |
| LLG09739610 | Giare di macinazione per CryoMill, in Ossido di zirconio , Capacità 25 ml   | 1 pz      |
| LLG09739611 | Giare di macinazione per CryoMill, in Acciaio inossidabile , Capacità 25 ml | 1 pz      |
| LLG09739612 | Giare di macinazione per CryoMill, in Acciaio inossidabile , Capacità 35 ml | 1 pz      |
| LLG09739613 | Giare di macinazione per CryoMill, in Acciaio inossidabile , Capacità 50 ml | 1 pz      |
| LLG09739614 | Giare di macinazione per CryoMill, in Acciaio temprato , Capacità 25 ml     | 1 pz      |
| LLG09739615 | Giare di macinazione per CryoMill, in Acciaio temprato , Capacità 35 ml     | 1 pz      |
| LLG09739616 | Giare di macinazione per CryoMill, in Acciaio temprato , Capacità 50 ml     | 1 pz      |
| LLG09739617 | Giare di macinazione per CryoMill, in PTFE , Capacità 25 ml                 | 1 pz      |

