

**Portaprovette Origami, PP****TENAK**

Portaprovette Origami, PP. Il portaprovette Origami è progettato per essere regolabile in altezza, il che lo rende veramente flessibile praticamente per tutti i tipi di provetta presente sul mercato. A seconda del diametro dei fori può essere utilizzato per provette micro per centrifuga, cryovials, vacutainers e provette Falcon da 15 e 50ml. Il portaprovette Origami ha una griglia alfanumerica per facile localizzazione dei campioni. E' prodotto in polipropilene e può essere utilizzato a temperature comprese tra -45°C e +60°C. Dimensioni (L X P X H): 240 x 120 x 140 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09194015	Portaprovette Origami, posti 45, per prov. Ø 12,5 mm	5 pz
LLG09194016	Portaprovette Origami, posti 28, per prov. Ø 18 mm	5 pz
LLG09194017	Portaprovette Origami, posti 15, per prov. Ø 30 mm	5 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

