

**Bicchiere, acciaio inox 18/10****BOCHEM**

Beaker, acciaio inox 18/10. Con becco. Fondo piatto per un buon contatto con piastre riscaldanti ed agitatori magnetici.



Code	Description	Packaging
LLG09013604	Beaker, acciaio inox 18/10, volume nominale 2000 ml, Ø 120 mm, altezza 180 mm, forma bassa, con orlo, senza becco, senza manico, autoclavabile	1 pz
LLG09013610	Bicchieri in acciaio, cap. 100 ml, Ø 50 mm, h 60 mm	1 pz
LLG09013611	Bicchieri in acciaio, cap. 250 ml, Ø 65 mm, h 85 mm	1 pz
LLG09013612	Bicchieri in acciaio, cap. 500 ml, Ø 80 mm, h 110 mm	1 pz
LLG09013613	Bicchieri in acciaio, cap. 1000 ml, Ø 100 mm, h 130 mm	1 pz
LLG09013614	Bicchieri in acciaio, cap. 2000 ml, Ø 120 mm, h 180 mm	1 pz
LLG09013615	Bicchieri in acciaio, cap. 3000 ml, Ø 150 mm, h 180 mm	1 pz
LLG09013616	Bicchieri in acciaio, cap. 5000 ml, Ø 180 mm, h 210 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

