

**Timer-Dual, 2 canali****LLG Labware**

Timer-Dual, 2 canali. Il Timer-LLG-Dual offre due timer separati in un solo strumento. Si può memorizzare un tempo fisso per ogni canale.

- Grande display LCD a 6-digit
- Cronometro digitale (conteggio crescente)
- Timer breve (conto alla rovescia)
- Con funzione memoria
- Cronometro al decimo di secondo
- Cronometro e conto alla rovescia fino a 99 h 59 min. 59 sec
- Allarme ottico (LED rosso) ed acustico (2 livelli di volume) alla scadenza del timer

timer

- Include: magnete per montaggio, staffa di sospensione e supporto (pieghevole)

- Dimensioni (L x P x H): 97 x 79 x 21 mm
- Peso: 95 g
- Alimentazione: 2 x AAA 1,5 V (non incluse)
- Garanzia: 12 mesi



Code	Description	Packaging
LLG06311350	Timer-Dual, 2 canali, 99:59:59 h:min:s, Allarme acustico/visivo, 97x79x21mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

