

**Timer-Dual, 2 canali****LLG Labware**

Timer-Dual, 2 canali. Il Timer-LLG-Dual offre due timer separati in un solo strumento. Si può memorizzare un tempo fisso per ogni canale.

- Grande display LCD a 6-digit
- Cronometro digitale (conteggio crescente)
- Timer breve (conto alla rovescia)
- Con funzione memoria
- Cronometro al decimo di secondo
- Cronometro e conto alla rovescia fino a 99 h 59 min. 59 sec
- Allarme ottico (LED rosso) ed acustico (2 livelli di volume) alla scadenza del timer
- Include: magnete per montaggio, staffa di sospensione e supporto (pieghevole)
- Dimensioni (L x P x H): 97 x 79 x 21 mm
- Peso: 95 g
- Alimentazione: 2 x AAA 1,5 V (non incluse)
- Garanzia: 12 mesi



| Code        | Description                                                                 | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06311350 | Timer-Dual, 2 canali, 99:59:59 h:min:s, Allarme acustico/visivo, 97x79x21mm | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

