

**Pointes de pipettes LLG economy 2.0, PP****LLG Labware****Pointes de pipettes LLG economy 2.0, PP**

La nouvelle génération des pointes de pipettes LLG Labware economy. Disponibles en vrac dans des sachets ou en racks dans des boîtes faciles à ouvrir avec des inserts en couleur. Pour faciliter l'utilisation des racks à deux postes de travail, les boîtes elles-mêmes sont livrées dans une tour distributrice qui peut être ouverte de deux côtés. Compatibles avec toutes les marques de pipettes courantes. La table de compatibilité correspondante est disponible sur [www.llg-labware.com](http://www.llg-labware.com) dans la rubrique Downloads.

- Transparence optique et forme améliorées
- Inserts de rack avec code couleur pour une identification facile
- Graduées
- Autoclavables
- Sans DNase ni RNase



| Code        | Description                                       | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|
| LLG04668775 | LLG TIPS ECO2 0.1-10µL transp. sac 1000           | 1000 pz   |
| LLG04668776 | LLG TIPS ECO2 0.1-10µL transp rack 10x96          | 960 pz    |
| LLG04668777 | LLG TIPS ECO2 1-200µL jaune sac 1000              | 1000 pz   |
| LLG04668778 | LLG TIPS ECO2 1-200µL transp rack 10x96           | 10x96     |
| LLG04668779 | LLG TIPS ECO2 1-200µL jaune rack 10x96            | 960 pz    |
| LLG04668780 | LLG TIPS ECO2 100-1000µL transp sac 1000          | 1000 pz   |
| LLG04668782 | LLG TIPS ECO2 100-1000µL trans rack 8x96          | 768 pz    |
| LLG04668783 | LLG TIPS ECO2 100-1000µL blue rack 8x96           | 768 pz    |
| LLG04679861 | LLG-tips Eco2.0, 100-1000 µL, L 71mm              | 1000 pz   |
| LLG09409097 | Embout pour micropipette digitale / 250           | 250 pz    |
| LLG09409098 | Embout pour micropipette digitale 1000-10000/ 100 | 100 pz    |



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

