

**Sessole PharmaScoop, acciaio inox V4A****Bürkle**

Sessole PharmaScoop, acciaio inossidabile V4A. Per campionamento di polveri e granulati nell'industria farmaceutica.

- Acciaio inossidabile V4A, superficie altamente lucida
- Realizzate senza giunture
- Autoclavabili
- Adatte per alimenti
- Conformi-GMP



Code	Description	Packaging
LLG06226226	Sessole PharmaScoop, acciaio inox V4A, 10 ml, Lungh. Sessola 45mm, Ø 25mm	1 pz
LLG06226227	Sessole PharmaScoop, acciaio inox V4A, 100 ml, Lungh. Sessola 100mm, Ø 50mm	1 pz
LLG06226228	Sessole PharmaScoop, acciaio inox V4A, 750 ml, Lungh. Sessola 210mm, Ø 95mm	1 pz
LLG06226229	Sessole PharmaScoop, acciaio inox V4A, 1 L, Lungh. Sessola 235mm, Ø 110mm	1 pz
LLG07622382	Sessole PharmaScoop, acciaio inox V4A, 50 ml, Lungh. Sessola 70mm, Ø 38mm	1 pz
LLG07636598	Sessole PharmaScoop, acciaio inox V4A, 2,5 L, Lungh. Sessola 215mm, Ø 185mm	1 pz
LLG07900429	Sessole PharmaScoop, acciaio inox V4A, 1,7 L, Lungh. Sessola 230mm, Ø 135mm	1 pz
LLG07900430	Sessole PharmaScoop, acciaio inox V4A, 1,25 L, Lungh. Sessola 195mm, Ø 125mm	1 pz
LLG07911019	Sessole PharmaScoop, acciaio inox V4A, 500 ml, Lungh. Sessola 140mm, Ø 95mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

