

**Cucchiaino dosatore monouso, PS****Bürkle**

Cucchiaino dosatore monouso, PS. Bianco. Con i cucchiaini dosatori, è possibile misurare e dosare in modo preciso piccole quantità di polveri, granulati e liquidi. La quantità in eccesso viene rimossa sulla parte superiore del cucchiaino per una misurazione precisa. Il volume è stampato sul manico. Set di cucchiaini dosatori con 8 cucchiaini (0.5 / 1.0 / 2.5 / 5.0 / 10 / 15 / 25 e 50 ml)

- Con bordo di pulizia
- Realizzato in camera bianca (camera bianca classe 7)
- Adatto per alimenti



Code	Description	Packaging
LLG04670772	Cucchiaino dosatore monouso, PS, 0,5 ml, Sterile	100 pz
LLG04670774	Cucchiaino dosatore monouso, PS, 1 ml, Sterile	100 pz
LLG04670776	Cucchiaino dosatore monouso, PS, 2,5 ml, Sterile	100 pz
LLG04670777	Cucchiaini dosatori monouso, in PS, colore bianco, 5 ml, adatti per alimenti, non sterili	100 pz
LLG04670778	Cucchiaino dosatore monouso, PS, 5 ml, Sterile	100 pz
LLG04670780	Cucchiaino dosatore monouso, PS, 10 ml, Sterile	100 pz
LLG04670781	Cucchiaini dosatori monouso, in PS, colore bianco, 15 ml, adatti per alimenti, non sterili	100 pz
LLG04670782	Cucchiaino dosatore monouso, PS, 15 ml, Sterile	100 pz
LLG04670783	Cucchiaini dosatori monouso, PS, colore bianco, 25 ml, adatti per alimenti, non sterili	100 pz
LLG04670784	Cucchiaino dosatore monouso, PS, 25 ml, Sterile	100 pz
LLG04670785	Cucchiaini dosatori monouso, in PS, colore bianco, 50 ml, adatti per alimenti, non sterili	100 pz
LLG04670786	Cucchiaino dosatore monouso, PS, 50 ml, Sterile	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

