

**Cucchiaino dosatore monouso, PS****Bürkle**

Cucchiaino dosatore monouso, PS. Bianco. Con i cucchiaini dosatori, è possibile misurare e dosare in modo preciso piccole quantità di polveri, granulati e liquidi. La quantità in eccesso viene rimossa sulla parte superiore del cucchiaino per una misurazione precisa. Il volume è stampato sul manico. Set di cucchiaini dosatori con 8 cucchiaini (0.5 / 1.0 / 2.5 / 5.0 / 10 / 15 / 25 e 50 ml)

- Con bordo di pulizia
- Realizzato in camera bianca (camera bianca classe 7)
- Adatto per alimenti



| Code        | Description                                                                                | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04670772 | Cucchiaino dosatore monouso, PS, 0,5 ml, Sterile                                           | 100 pz    |
| LLG04670774 | Cucchiaino dosatore monouso, PS, 1 ml, Sterile                                             | 100 pz    |
| LLG04670776 | Cucchiaino dosatore monouso, PS, 2,5 ml, Sterile                                           | 100 pz    |
| LLG04670777 | Cucchiaini dosatori monouso, in PS, colore bianco, 5 ml, adatti per alimenti, non sterili  | 100 pz    |
| LLG04670778 | Cucchiaino dosatore monouso, PS, 5 ml, Sterile                                             | 100 pz    |
| LLG04670780 | Cucchiaino dosatore monouso, PS, 10 ml, Sterile                                            | 100 pz    |
| LLG04670781 | Cucchiaini dosatori monouso, in PS, colore bianco, 15 ml, adatti per alimenti, non sterili | 100 pz    |
| LLG04670782 | Cucchiaino dosatore monouso, PS, 15 ml, Sterile                                            | 100 pz    |
| LLG04670783 | Cucchiaini dosatori monouso, PS, colore bianco, 25 ml, adatti per alimenti, non sterili    | 100 pz    |
| LLG04670784 | Cucchiaino dosatore monouso, PS, 25 ml, Sterile                                            | 100 pz    |
| LLG04670785 | Cucchiaini dosatori monouso, in PS, colore bianco, 50 ml, adatti per alimenti, non sterili | 100 pz    |
| LLG04670786 | Cucchiaino dosatore monouso, PS, 50 ml, Sterile                                            | 100 pz    |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

