

**Dispensatore, telaio in alluminio****B. Braun**

Dispensatore, telaio in alluminio. Estrazione igienica e dosaggio preciso. Braccio di leva.
Custodia di alluminio. Dosaggio regolabile 0,8-1,8 ml. Per bottiglie da 500ml o 1000ml.



Code	Description	Packaging
LLG09191229	Dosatore tipo TLS plus, volume flaconi 1000 ml	1 pz
LLG09191230	Dosatore tipo ELS plus, volume flaconi 500 ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

