

**Agitatore orbitale MaxQ 2000 CO₂ Plus, CO₂ resistente****Kendro**

Agitatore orbitale MaxQ 2000 CO₂ Plus, CO₂ resistente.

Agitatore orbitale resistente alla CO₂ con velocità variabile e unità di controllo esterna digitale.

Adatto per l'uso in incubatori a CO₂.

- Regolazione della velocità da 30 a 300 min⁻¹;
- Motore di agitazione magnetico senza spazzole;
- Unità di controllo esterna con display a LED per una facile impostazione e visualizzazione dei parametri del dispositivo senza aprire la porta dell'incubatore;
- Minima dissipazione termica;
- Con timer (da 0 a 99 h 59 min);
- Costruzione in acciaio inossidabile per la protezione da atmosfere con contenuto di CO₂ fino al 20%.

Le piattaforme non sono incluse - Si prega ordinarle separatamente.

La fornitura include: agitatore, unità di controllo, adattatore di rete.



Code	Description	Packaging
LLG06311871	Agitatore orbitale MaxQ 2000 CO2 Plus, CO2 resistente	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

