


**Pinza per 2 burette, in polipropilene****ISOLAB**

Pinza per 2 burette, in polipropilene. Per mantenere la buretta dritta. Il design permette di fissare la buretta in modo sicuro e permette la visualizzazione delle graduazioni e del livello del menisco da diverse angolature. Utilizzabile con aste di supporto del diametro di 10 mm o 12 mm. Il sistema di fissaggio, con molle flessibili, permette un facile inserimento e rimozione delle burette.



| Code        | Description                           | Packaging |
|-------------|---------------------------------------|-----------|
| LLG04693938 | Pinza per 2 burette, in polipropilene | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

