


**Pinza per 2 burette, in polipropilene****ISOLAB**

Pinza per 2 burette, in polipropilene. Per mantenere la buretta dritta. Il design permette di fissare la buretta in modo sicuro e permette la visualizzazione delle graduazioni e del livello del menisco da diverse angolature. Utilizzabile con aste di supporto del diametro di 10 mm o 12 mm. Il sistema di fissaggio, con molle flessibili, permette un facile inserimento e rimozione delle burette.



Code	Description	Packaging
LLG04693938	Pinza per 2 burette, in polipropilene	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

