

**Sistema sensori BOD****Velp Scientifica****Sistema sensori BOD**

Sistemi di misurazione per determinazione affidabile di BOD da 90 a 999 ppm.

Completati di testine sensore e agitatore magnetico multiposizione.

-Le testine del sensore vengono avvitate direttamente sulle bottiglie per BOD

-Memorizzazione automatica di 5 risultati a intervalli di 24 ore

-Le letture misurate in mg/l (ppm) possono essere lette direttamente sul sensore in qualsiasi momento

-Protetto contro gli spruzzi d'acqua (IP 54)

La Fornitura di BOD sensor system 6 include: Agitatore magnetico a 6 posizioni, ognuno dei 6 sensori BOD include batterie, bottiglie di vetro marrone da 500 ml, serbatoi KOH e aste di agitazione magnetiche

La Fornitura di BOD sensor system 10 include: Agitatore magnetico a 10 posizioni, ognuno dei 10 sensori BOD include batterie, bottiglie di vetro marrone da 500 ml, serbatoi KOH e aste di agitazione magnetiche

Caratteristiche

Range BOD: 90 ... 999 ppm

Display: LED (3 digits)

Codice IP: IP 54



Code	Description	Packaging
LLG06317212	Sistema sensori BOD, Tipo BOD sensor system 6, 6 posizioni, Tipo di energia ausiliaria 230 V, 50 ... 60 Hz	1 pz
LLG06317213	Sistema sensori BOD, Tipo BOD sensor system 10, 10 posizioni, Tipo di energia ausiliaria 230 V, 50 ... 60 Hz	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

