

**Agitatore magnetico con riscaldamento RET basic****IKA**

Agitatore magnetico con riscaldamento RET basic.

L'agitatore magnetico RET basic offre un approccio alla sicurezza sofisticato e a più fasi, funzionamento innovativo e massima flessibilità.

Grazie alle sue interfacce Wi-Fi e LAN integrate, è la soluzione ideale per esigenze di digitalizzazione e documentazione in cui i dispositivi devono essere centralmente connessi in rete, monitorati, controllati o integrati nei sistemi software.

- Possibilità di combinazione con termometro a contatto IKA ETS-D5 o sensori di temperatura wireless IKA PT.Wireless ed ETS-D7;
- Doppio sensore;
- Circuito di sicurezza indipendente conforme alla norma EN IEC 61010-2-010;
- Monitoraggio della temperatura nel mezzo con la funzione di sicurezza Delta-T;
- Rilevamento di cali improvvisi di temperatura o mancato aumento della temperatura;
- L'agitazione rimane attiva in caso di guasto;
- Avviso di superficie calda ($>50^{\circ}\text{C}$);
- Interfacce integrate: RS232, USB-C, LAN, Wi-Fi;
- Monitoraggio sicuro in laboratorio con l'app IKA (accessorio richiesto);
- Timer programmabile liberamente;
- Modalità operative regolabili con protezione dell'accesso;
- Display personalizzabile;
- Display LED intuitivo con testo chiaro;
- Due punti di montaggio per aste di supporto;
- Prodotto in Germania;
- Prodotto in uno stabilimento completamente automatizzato con sistemi robotici all'avanguardia;
- Con piastra riscaldante in alluminio.

Contenuto della confezione: agitatore magnetico, sonda di temperatura PT 1000.60, copertura protettiva H 80, barre magnetiche (IKAFLON® 30, IKAFLON® 40), cacciavite.



Code	Description	Packaging
LLG04721074	Agitatore magnetico con riscaldamento RET basic	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

