

**Agitatore magnetico con riscaldamento RET basic****IKA**

Agitatore magnetico con riscaldamento RET basic.

L'agitatore magnetico RET basic offre un approccio alla sicurezza sofisticato e a più fasi, funzionamento innovativo e massima flessibilità.

Grazie alle sue interfacce Wi-Fi e LAN integrate, è la soluzione ideale per esigenze di digitalizzazione e documentazione in cui i dispositivi devono essere centralmente connessi in rete, monitorati, controllati o integrati nei sistemi software.

- Possibilità di combinazione con termometro a contatto IKA ETS-D5 o sensori di temperatura wireless IKA PT.Wireless ed ETS-D7;

- Doppio sensore;
- Circuito di sicurezza indipendente conforme alla norma EN IEC 61010-2-010;
- Monitoraggio della temperatura nel mezzo con la funzione di sicurezza Delta-T;
- Rilevamento di cali improvvisi di temperatura o mancato aumento della temperatura;
- L'agitazione rimane attiva in caso di guasto;
- Avviso di superficie calda (>50°C);
- Interfacce integrate: RS232, USB-C, LAN, Wi-Fi;
- Monitoraggio sicuro in laboratorio con l'app IKA (accessorio richiesto);
- Timer programmabile liberamente;
- Modalità operative regolabili con protezione dell'accesso;
- Display personalizzabile;
- Display LED intuitivo con testo chiaro;
- Due punti di montaggio per aste di supporto;
- Fabbricato in Germania;
- Prodotto in uno stabilimento completamente automatizzato con sistemi robotici

all'avanguardia;

- Con piastra riscaldante in alluminio.

**Contenuto della confezione:** agitatore magnetico, sonda di temperatura PT 1000.60, copertura protettiva H 80, barre magnetiche (IKAFLON® 30, IKAFLON® 40), cacciavite.



| Code        | Description                                     | Packaging |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|
| LLG04721074 | Agitatore magnetico con riscaldamento RET basic | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

