

**Termometro elettronico a contatto ETS-D5****IKA**

Termometro elettronico a contatto ETS-D5.

Il termometro elettronico a contatto ETS-D5 ridefinisce precisione, sicurezza e facilità d'uso.

Sviluppato per processi di laboratorio esigenti, offre tutto il necessario per un controllo affidabile della temperatura.

- Controllo PID ottimizzato per una gestione stabile della temperatura senza sovraelongazioni;
- Spegnimento automatico del agitatore magnetico in caso di guasto del sensore o superamento della temperatura di sicurezza definita;
- Timeout del sensore che rileva quando il sensore non è nel mezzo;
- Rilevamento calo di temperatura che reagisce a improvvisi abbassamenti;
- Monitoraggio del setpoint (Delta T) e limitazione del setpoint;
- Safe-Temp spegne il controllo della temperatura se il valore viene superato;
- Tre modalità di controllo della temperatura (Veloce, Preciso, Blocco di sintesi ottimizzato);
- Velocità di riscaldamento regolabile in percentuale per campioni sensibili;
- Touchscreen intuitivo per un utilizzo semplice;
- Sonda di temperatura sostituibile;
- Interfaccia USB-C.



Code	Description	Packaging
LLG04721081	Termometro elettronico a contatto ETS-D5	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

