

**Termometro elettronico a contatto ETS-D7****IKA**

Termometro elettronico a contatto ETS-D7.

La sonda di temperatura intelligente e wireless ETS-D7 combina misurazioni precise, massima flessibilità e vera indipendenza, poiché un elettrodo pH può essere collegato direttamente tramite l'interfaccia BNC integrata.

- Misurazione di temperatura e pH senza dispositivi aggiuntivi;
- Trasmissione wireless dei valori misurati o, in alternativa, tramite USB-C a dispositivi IKA compatibili;
- Il touchscreen ad alta risoluzione rileva quando un utente vuole leggere un valore misurato e si attiva solo quando necessario, o può rimanere acceso permanentemente;
- Il display ha una risoluzione di due decimali per i valori di temperatura e pH;
- Sincronizzazione dei valori impostati grazie alla comunicazione bidirezionale;
- Compatibilità con labworldsoft® per acquisizione centralizzata, controllo, visualizzazione e documentazione dei dati di misura;
- Sonda di temperatura sostituibile.



Code	Description	Packaging
LLG04721082	Termometro elettronico a contatto ETS-D7, con display, senza fili, in acciaio	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

