

**Secchio bianco con coperchio, PP****LLG Labware**

Secchi bianchi con coperchio, PP. Adatti per stoccare, trasportare e confezionare alimenti, materiali da costruzione e prodotti chimici non corrosivi. Stabilità garantita quando si immette materiale con temperatura fino a 80°C.



Code	Description	Packaging
LLG06291418	Secchielli, PP, Capacità 1 Litri, Ø 131 mm, Altezza 127 mm	10 pz
LLG06291419	Secchielli, PP, Capacità 2 Litri, Ø 179 mm, Altezza 133 mm	10 pz
LLG06291420	Secchielli, PP, Capacità 3 Litri, Ø 198 mm, Altezza 141 mm	10 pz
LLG06291421	Secchielli, PP, Capacità 5 Litri, Ø 224 mm, Altezza 193 mm	10 pz
LLG06291422	Secchielli, PP, Capacità 10 Litri, Ø 266 mm, Altezza 265 mm	10 pz
LLG09040030	Secchio bianco con coperchio, PP, 1 L, Ø 131 mm, h 127 mm	1 pz
LLG09040031	Secchio bianco con coperchio, PP, 2 L, Ø 179 mm, h 133 mm	1 pz
LLG09040032	Secchio bianco con coperchio, PP, 3 L, Ø 198 mm, h 141 mm	1 pz
LLG09040033	Secchio bianco con coperchio, PP, 5 L, Ø 224 mm, h 193 mm	1 pz
LLG09040034	Secchio bianco con coperchio, PP, 10 L, Ø 266 mm, h 265 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

