

**Puntali per pipette, in TipRack, non sterili****BRAND****Puntali per pipette, in TipRack, non sterili**

Per TipBox. Unità di ricarica, protetta in una confezione ecologica in PET riciclabile.



Code	Description	Packaging
LLG09409757	Puntali per pipette, in TipRack, non sterili, Capacità 0,1 - 20 µl, Contenuto confezione 10 TipRacks da 96	960 pz
LLG09409758	Puntali per pipette, in TipRack, non sterili, Capacità 0,5 - 20 µl, Contenuto confezione 10 TipRacks da 96	960 pz
LLG09409759	Puntali per pipette, in TipRack, non sterili, Capacità 1 - 50 µl, Contenuto confezione 10 TipRacks da 96	960 pz
LLG09409760	Puntali per pipette, in TipRack, non sterili, Capacità 2 - 200 µl, Contenuto confezione 10 TipRacks da 96	960 pz
LLG09409761	Puntali per pipette, in TipRack, non sterili, Capacità 5 - 300 µl, Contenuto confezione 10 TipRacks da 96	960 pz
LLG09409762	Puntali per pipette, in TipRack, non sterili, Capacità 50 - 1000 µl, Contenuto confezione 10 TipRacks da 96	960 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

