

**Agitatore magnetico con riscaldamento RCT basic ETS-D5 Solution, set****IKA**

Agitatore con riscaldamento RCT basic ETS-D5 Solution, set

Questa soluzione combina l'agitatore magnetico RCT basic e il termometro elettronico a contatto ETS-D5, in modo da rendere esperimenti e reazioni ancora più sicuri.

- Monitoraggio completo delle temperature consentite con spegnimento di sicurezza in caso di errori;
- La funzione di agitazione rimane attiva per prevenire l'ebollizione ritardata;
- Risoluzione e accuratezza migliorate;
- Visualizzazione contemporanea della temperatura impostata e della media reale;
- Lettura ergonomica dei valori: a livello occhi;
- Visualizzazione supplementare della temperatura della piastra di riscaldamento su RCT basic;
- Con piastra riscaldante in alluminio.

Fornitura: agitatore magnetico, termometro a contatto ETS-D5, sonda di temperatura PT 1000.60, copertura protettiva H 80, ancoretta magnetica (IKAFLON® 30, IKAFLON® 40), asta di supporto H 16 V, morsetto con testina H 44, asta di supporto H 38, cacciavite.



Code	Description	Packaging
LLG04721750	Agitatore magnetico con riscaldamento RCT basic ETS-D5 Solution set, max. 20 L, 50-1500 1/min, RT ... 310 °C , accuratezza $\pm 0,5$ K	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

