

**Connettore scanalato per b.safe, in PP, Ø 8,5 mm, NPT 1/8"****Bohlender**

Connettore a tre parti costituito da giunto, dado di blocco in PP e anello di serraggio in FEP.

Per collegare tubi rigidi con il raccordo del tubo (filettatura NPT 1/8") sui tappi b.safe Waste.

Dado di blocco con superficie di presa ergonomica, scanalature aggiuntive per una presa migliore con SW10 sul giunto.



| Code        | Description                                           | Packaging |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04680135 | Connettore sagomato b.safe, in PP, Ø 8,5 mm, NPT 1/8" |           |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

