

**Connettore scanalato per b.safe, in PP, Ø 8,5 mm, NPT 1/8"****Bohlender**

Connettore a tre parti costituito da giunto, dado di blocco in PP e anello di serraggio in FEP. Per collegare tubi rigidi con il raccordo del tubo (filettatura NPT 1/8") sui tappi b.safe Waste. Dado di blocco con superficie di presa ergonomica, scanalature aggiuntive per una presa migliore con SW10 sul giunto.



Code	Description	Packaging
LLG04680135	Connettore sagomato b.safe, in PP, Ø 8,5 mm, NPT 1/8"	



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

