

**Agitatore a immersione EUROSTAR 100 digitale****IKA**

Agitatore a immersione, digitale, EUROSTAR 100.

Per applicazioni di routine, combina design moderno, facilità d'uso e affidabilità delle prestazioni.

Fino al 23 % di spazio in meno rispetto al modello precedente.

Si adatta perfettamente alle esigenze di qualsiasi laboratorio.

L'innovativa misurazione della tendenza della coppia mostra la variazione della viscosità del campione e la curva viene visualizzata direttamente sullo schermo.

- Cleanroom class ISO 7/8;
- Misura della coppia (accuracy ± 6 Ncm);
- Velocità di agitazione costante anche in seguito a cambiamenti della necessità di applicazione della coppia o della viscosità del materiale;
- Largo display LCD per visualizzare tutti i parametri a colpo d'occhio;
- Quick Sense Keyless Chuck permette di cambiare gli utensili di miscelazione con una sola mano, senza l'uso di strumenti;
- Blocco per evitare modifiche accidentali delle impostazioni;
- Spegnimento di sicurezza automatico se l'elica di miscelazione si blocca o se viene raggiunto il limite di coppia definito dall'utente;
- Interfacce: USB, RS232;
- Compatibile con software da laboratorio labworldsoft®;
- Funzione timer/contatore.



Code	Description	Packaging
LLG04721066	Agitatore a immersione EUROSTAR 100 digitale, cap. 100 L, viscosità 70000 mPas, velocità 30-2000 1/min, precisione velocità ± 3 1/min, coppia 200 Ncm, range clampaggio 0,5-10 mm, dim. (LxPxH) 89x191x237 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

