

**Puntali per Pipette, in rack TipBox, PP, non sterili****BRAND****Puntali per Pipette, in rack TipBox, PP, non sterili**

In PP. Con coperchio incernierato/a pressione. Semplicemente ruotando di 180° si cambia il metodo di chiusura. Utilizzabili con pipette multicanale parzialmente riempite. Due diverse misure. Impilabili ed autoclavabili ripetutamente a 121 °C (2 bar), conformi DIN EN 285.



Code	Description	Packaging
LLG09409688	Puntali per Pipette, in rack TipBox, PP, non sterili, Descrizione Standard, Capacità 0,1 - 20 µl, Contenuto confezione 5 scatole da 96	480 pz
LLG09409689	Puntali per Pipette, in rack TipBox, PP, non sterili, Descrizione Standard, Capacità 0,5 - 20 µl, Contenuto confezione 5 scatole da 96	480 pz
LLG09409690	Puntali per Pipette, in rack TipBox, PP, non sterili, Descrizione Standard, Capacità 1 - 50 µl, Contenuto confezione 5 scatole da 96	480 pz
LLG09409691	Puntali per Pipette, in rack TipBox, PP, non sterili, Descrizione Standard, Capacità 2 - 200 µl, Contenuto confezione 5 scatole da 96	480 pz
LLG09409692	Puntali per Pipette, in rack TipBox, PP, non sterili, Descrizione Standard, Capacità 5 - 300 µl, Contenuto confezione 5 scatole da 96	480 pz
LLG09409693	Puntali per Pipette, in rack TipBox, PP, non sterili, Descrizione Standard, Capacità 50 - 1000 µl, Contenuto confezione 5 scatole da 96	480 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

