

**Termociclatore Mastercycler® X40****Eppendorf**

Termociclatore Mastercycler® X40.

Il Mastercycler® X40 definisce nuovi standard nella PCR endpoint. È dotato di un gradiente a 12 colonne, di un'eccellente omogeneità termica del blocco in alluminio per risultati riproducibili, di un'interfaccia touchscreen ampia e intuitiva e di un SafeLid che si adatta alle diverse altezze dei recipienti, garantendo un trasferimento termico ottimale e protezione contro l'evaporazione.

- Gestione utenti per impostare le autorizzazioni alla modifica delle impostazioni o dei programmi e documentazione dettagliata delle analisi conformi alle norme GLP e di audit;
- Monitoraggio remoto con VisioNize® Lab Suite;
- La funzione di migrazione dei programmi supporta l'importazione di programmi da termociclatori più lenti;
- Sono disponibili come opzioni piani di assistenza e manutenzione dedicati, ad esempio IQ/OQ GxP o verifica della temperatura con sensori calibrati secondo le norme ISO 9001 o ISO/IEC 17025, e il sistema di verifica della temperatura TVS-T6;
- Supporta gli obiettivi di sostenibilità: certificazione ACT, basso livello di rumorosità e consumo energetico, modalità di risparmio energetico.



Code	Description	Packaging
LLG06325777	Termociclatore Mastercycler® X40	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

