

**Cutter ALLROUND****LLG Labware**

Cutter ALLROUND. Facile e confortevole utilizzo assicurato dalla forma ergonomica e dalla zona di presa in gomma. Il dispositivo di fermo è integrato nella sezione di impugnatura della struttura in plastica ABS. Fornito con una guida metallica per la lama e sistema di auto-chiusura. I cutter sono consegnati in blister che includono 2 lame di ricambio.



Code	Description	Packaging
LLG09160656	Cutter con manico in plastica e lama, tipo Allround, 18 mm	1 pz
LLG09160657	Taglierino con manico in plastica e lama, tipo Allround, 9 mm	1 pz
LLG09160658	Lama di ricambio per Allround cutter 18mm	10 pz
LLG09160659	Lama di ricambio per Allround cutter 9mm	10 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

