

**Cutter ALLROUND****LLG Labware**

Cutter ALLROUND. Facile e confortevole utilizzo assicurato dalla forma ergonomica e dalla zona di presa in gomma. Il dispositivo di fermo è integrato nella sezione di impugnatura della struttura in plastica ABS. Fornito con una guida metallica per la lama e sistema di auto-chiusura. I cutter sono consegnati in blister che includono 2 lame di ricambio.



| Code        | Description                                                   | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09160656 | Cutter con manico in plastica e lama, tipo Allround, 18 mm    | 1 pz      |
| LLG09160657 | Taglierino con manico in plastica e lama, tipo Allround, 9 mm | 1 pz      |
| LLG09160658 | Lama di ricambio per Allround cutter 18mm                     | 10 pz     |
| LLG09160659 | Lama di ricambio per Allround cutter 9mm                      | 10 pz     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

