

**Ferrule per GC Agilent****Trajan Scientific**

Ferrule per GC Agilent. Ferrule di alta qualità prodotte in Grafite 100% o 15% Grafite / 85% Vespel. Tipo A: 15% Grafite / 85% Vespel, per iniettori e rivelatori a pressione atmosferica (es. FID) Tipo B: 15% Grafite / 85% Vespel, per interfaccia di collegamento GC-MS. Tipo C: 100% Grafite, per iniettori e rivelatori a pressione atmosferica (non per GC-MS).



Code	Description	Packaging
LLG07652355	ferrule per GC Agilent, colonna Ø int.0,1-0,32mm, ferrule Øint.0,5mm tipo C	10 pz
LLG09221280	ferrule per GC Agilent colonna Øint.0,45-0,53mm, ferrule Øint.0,8mm, tipo C	10 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

