

**Soluzioni tampone pH****LLG Labware**

Soluzioni tampone pH. Testate e certificate a 20°C. Fornite con etichette che mostrano il valore del pH a diverse temperature. Tolleranza ± 0.02 pH. In contenitori HDPE. Tracciabili NIST (SRM). Il dato di dipendenza dalla temperatura è stampato sull'etichetta, così come il numero di lotto e la data di scadenza. I tamponi hanno durata 24 mesi dalla data di produzione.



Code	Description	Packaging
LLG04664603	Tampone citrato pH 4,00 a 20 °C, Capacità 1000 ml	1 pz
LLG06324542	Soluzioni tampone pH, Valore pH a 20 °C: 10.00 ± 0.01, Borax-free	1 pz
LLG06324547	Soluzioni tampone pH, Valore pH a 20 °C: 9,00 ± 0.01, Borax-free	1 pz
LLG09041368	Soluzioni tampone pH, pH 7,00 a 20 °C, 1000 ml, tampone fosfato	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

